

Anticuerpo Policlonal Anti-KLHL3 Para Wb, Elisa - Q9Uh77

Número de artículo: CM0013961



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-KLHL3 validado para Western blot y ELISA en muestras humanas y de ratón. Investiga el transporte de iones renales, la degradación de quinasa WNK y las vías de ubiquitinación. Adecuado para investigación y desarrollo diagnóstico.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	KLHL3 Rabbit pAb
Notas / Alias	PHA2D; KLHL3
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	26249
ID del Gen	26249
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-110 de KLHL3 humano (NP_059111.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q9UH77
Peso de la Proteína	65kDa
Envío	Bolsa de hielo