

Anticuerpo Policlonal Anti-Klhl8 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9P2G9

Número de artículo: CM0016238

Introducción

KLHL8 Conejo pAb: un anticuerpo policlonal producido en conejo contra KLHL8 humano, adecuado para WB, IF/ICC y ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón, rata. Ideal para estudios de degradación de ligasa E3 de ubiquitina y RAPSN.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	KLHL8 Conejo pAb
Observaciones/Alíase	KLHL8
Especie	Humano
GeneID (Humano)	57563
GeneID	57563
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 271-620 de KLHL8 humano (NP_065854.3)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9P2G9
Peso Proteico	69kDa
Envío	Bolsa de hielo