

Anticuerpo Policlonado Anti-Klk1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P06870

Número de artículo: CM0022987



Introducción

Anticuerpo policlonado de conejo dirigido contra KLK1 humana, validado para Western blot, IHC-P y ELISA. Detecta KLK1 endógeno en muestras humanas, de ratón y rata. Ideal para estudios de procesamiento de quininógeno.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	KLK1 Rabbit pAb
Notas/Alias	hK1; KLKR; Klk6; KLK1
Especie	Humana
GeneID (Humano)	3816
GeneID	3816
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 25-262 de KLK1 humana (NP_002248.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonados
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P06870
Peso Proteico	29kDa
Envío	Bolsa de hielo