

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Klk15 Para Wb, Elisa - Q9H2R5

Número de artículo: CM0024072

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra KLK15 validado para WB y ELISA. Detecta KLK15 humana con reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para investigación de proteasas y estudios de biomarcadores.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	KLK15 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	ACO; HSRNASPH; KLK15
Especie	Humano
GenelD	55554
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 80-180 de la KLK15 humana (NP_059979.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón, Rata
SWISS	Q9H2R5
Peso molecular de la proteína	28kDa
Envío	Bolsa de hielo