


Anticuerpo Policlonico De Conejo Anti-Klk3 Para Wb - P07288

Número de artículo: CM0022867



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-KLK3 (PSA), validado para WB, IHC-P, IF/ICC, IP y ELISA. Reacciona con el antígeno específico de próstata humano y de ratón. Ideal para investigación de biomarcadores de cáncer de próstata.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	KLK3 Rabbit pAb
Notas/Alias	APS; PSA; hK3; KLK2A1; KLK3
Especie	Humano
GeneID (humano)	354
GeneID	354
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 30-261 de la KLK3 humana (NP_001639.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P07288
Peso Molecular	29kDa
Envío	Bolsa de hielo