

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Klk6 Para Wb, Elisa - Q92876

Número de artículo: CM0015958



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la calicreína-6 humana (KLK6, neurosina, PRSS9), validado para Western blot y ELISA. Detecta KLK6 en muestras humanas, de ratón y de rata. Ideal para estudios de neurodegeneración, invasión tumoral y biología de proteasas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	KLK6 Rabbit pAb
Observaciones/alias	hK6; Bssp; Klk7; SP59; PRSS9; PRSS18; KLK6
Especie	Humana
GeneID (humano)	5653
GeneID	5653
Inmunógeno	Péptido sintético, un péptido sintético correspondiente a una secuencia comprendida entre el aminoácido 100 y el extremo C-terminal de KLK6 humana (NP_002765.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, ratón, rata
SWISS	Q92876
Peso molecular	26 kDa
Envío	Bolsa de hielo