

Anticuerpo Policlonal Anti-Klotho Para Wb Y Elisa - Q9Uef7

Número de artículo: CM0018685



Introducción

KL Rabbit pAb detecta Klotho en humanos, ratones y ratas mediante WB y ELISA. Adecuado para estudiar el envejecimiento, la homeostasis del fosfato y la señalización de FGF23. El inmunógeno recombinante garantiza una detección específica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	KL Rabbit pAb
Observaciones/alias	KLA; HFTC3; KL
Especie	Humano
GeneID (humano)	9365
GeneID	9365
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-200 de KL humano (NP_004786.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	Q9UEF7
Peso de la proteína	116 kDa
Envío	Bolsa de hielo