

Anticuerpo Policlonal Anti-Klrb1 Para Wb, Elisa - Q12918

Número de artículo: CM0024705



Introducción

KLRB1 Rabbit pAb validado para WB y ELISA. Reconoce CD161/NKR-P1A humano, ratón y rata, un receptor inhibitorio de células NK involucrado en citotoxicidad y regulación inmune. SWISS: Q12918.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	KLRB1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	NKR; CD161; CLEC5B; NKR-P1; NKR-P1A; hNKR-P1A; KLRB1
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	3820
ID de Gen	3820
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 73-140 de KLRB1 humana (NP_002249.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q12918
Peso Proteico	25kDa
Envío	Bolsa de hielo