


Anticuerpo Policlonal Anti-Klrc1 Para Wb, Elisa - P26715

Número de artículo: CM0016832



Introducción

pAb de Conejo KLRC1 (P26715) validado para WB, ELISA. Reconoce NKG2-A/NKG2-B humano, un receptor inmune inhibitorio en células NK y T. Reacciona de forma cruzada con ratón. Para investigación de inmuno-oncología y puntos de control inmune.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo KLRC1
Observaciones/Alias	NKG2; NKG2A; CD159A; KLRC1
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	3821
ID de Gen	3821
Inmunógeno	Proteína recombinante (Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 96-215 del KLRC1 humano (NP_015567.1))
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	P26715
Peso Proteico	26kDa
Envío	Bolsa de hielo