

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Klrc4 Para Wb, If/Icc, If-P, Elisa - O43908

Número de artículo: CM0016794

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido contra KLRC4 humano (NKG2F), validado para western blot, IF/ICC, IF-P y ELISA. Detecta la proteína NKG2-F humana, de ratón y de rata. Ideal para la investigación del receptor de células NK y del MHC clase I.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo KLRC4
Observaciones/Alias	NKG2F; NKG2-F; KLRC4
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	8302
ID del Gen	8302
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-55 del KLRC4 humano (NP_038459.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O43908
Peso Proteico	18kDa
Envío	Bolsa de hielo