

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Klrd1 (Cd94) Para Wb, Elisa - Q13241

Número de artículo: CM0015452



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra KLRD1 humano (CD94), un receptor inmunitario clave en células NK y T. Validado para WB y ELISA, reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para investigación en inmuno-oncología y enfermedades infecciosas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	KLRD1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	CD94; KLRD1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	3824
GeneID	3824
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 32-179 de KLRD1 humano (NP_002253.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q13241
Peso Molecular de la Proteína	21kDa
Envío	Bolsa de hielo