

Anticuerpo Policlonal Anti-Klrd1 Para Wb Y Elisa - Q13241

Número de artículo: CM0022647



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido contra KLRD1 humano (CD94), adecuado para WB y ELISA con reactividad cruzada a humano y ratón. Ideal para investigar la biología de los receptores de las células NK y los mecanismos de puntos de control inmunitario.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	KLRD1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	CD94; KLRD1
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	3824
ID de Gen	3824
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 32-179 de KLRD1 humano (NP_002253.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q13241
Peso Proteico	21kDa
Envío	Bolsa de hielo