


Anticuerpo Policlonal Anti-Klrk1 Para Wb, Elisa - P26718

Número de artículo: CM0028341



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra KLRK1/NKG2-D humano (SWISS: P26718), validado para WB y ELISA. Detecta NKG2-D en muestras humanas y de ratón, ideal para investigación en vigilancia inmunológica y oncología.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	KLRK1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	KLR; CD314; NKG2D; NKG2-D; D1252489E; KLRK1
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	22914
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 77-216 de KLRK1 humano (NP_031386.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P26718
Peso Molecular	25kDa
Envío	Bolsa de hielo