


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Klrk1 Para If/Icc Y Elisa - P26718

Número de artículo: CM0018331



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra KLRK1 (NKG2D) humano, validado para IF/ICC y ELISA. Ideal para el estudio de la inmunovigilancia mediada por células NK y la investigación de puntos de control inmunitarios. Se envía con paquete de hielo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	KLRK1 Rabbit pAb
Notas / Alias	KLR; CD314; NKG2D; NKG2-D; D12S2489E; KLRK1
Especie	Humano
ID génico (Humano)	22914
ID génico	22914
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia entre los aminoácidos 50-150 de KLRK1 humano (NP_031386.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P26718
Peso proteico	25kDa
Envío	Bolsa de hielo