


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Kmt1B / Suv39H2 Para Wb Y Elisa - Q9H5I1

Número de artículo: CM0005208



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad dirigido contra KMT1B/SUV39H2 humano, una histona H3K9 metiltransferasa fundamental para la formación de heterocromatina. Validado para WB y ELISA, apto para investigación epigenética y oncológica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	KMT1B / SUV39H2 mAb de conejo
Observaciones / Alias	KMT1B; KMT1B / SUV39H2
Especie	Humano
ID del gen	79723 (Humano)
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a los aminoácidos 311-410 de KMT1B/SUV39H2 humano (UniProt: Q9H5I1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q9H5I1
Peso molecular de la proteína	47kDa
Envío	Bolsa de hielo