


Anticuerpo Policlonal Anti-Kmt2A (Validado Por Ko) Para Wb Y Elisa - Q03164

Número de artículo: CM0015807



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra KMT2A humano (MLL, HRX). Validado por KO. Adecuado para WB, ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón, rata. Peso objetivo 432kDa. Para investigación en epigenética y leucemia.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	[Validado por KO] KMT2A pAb de Conejo
Observaciones/Alias	HRX; MLL; ALL1; GAS7; HTRX; MLL1; TRX1; ALL-1; CXXC7; HTRX1; MLL1A; WDSTS; 2A
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	4297
ID de Gen	4297
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 752-949 de KMT2A humano (NP_005924.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q03164
Peso Proteico	432kDa
Envío	Bolsa de hielo