

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Kmt2B Para Wb, Elisa - Q9Umn6

Número de artículo: CM0019069



Introducción

Anticuerpo policlonal contra KMT2B validado para WB y ELISA; reacciona con humano, ratón y rata. Dirige contra la histona metiltransferasa KMT2B implicada en la regulación epigenética y el cáncer. Adecuado para investigación en IVD.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	KMT2B Rabbit pAb
Notas/Alias	HRX2; MLL2; MLL4; TRX2; WBP7; DYT28; MLL1B; MRD68; WBP-7; CXXC10; KMT2B
Especie	Humano
ID genético	9757
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1370-1570 de KMT2B humana (NP_05542.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9UMN6
Peso de la proteína	294kDa
Envío	Bolsa de hielo