


Anticuerpo Policlonal Anti-Kmt5A/Setd8 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Nqr1

Número de artículo: CM0030528



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra KMT5A/SETD8 humano, adecuado para WB, IF/ICC, ELISA con reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para investigación epigenética y del ciclo celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	KMT5A/SETD8 Conejo pAb
Observaciones/Alias	SET8; SET07; SETD8; PR-Set7; PR/SET07; KMT5A/SETD8
Especie	Humano
GeneID (Humano)	387893
GeneID	387893
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-393 de KMT5A/SETD8 humano (Q9NQR1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9NQR1
Peso Proteico	43kDa
Envío	Bolsa de hielo