


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Kmt5A/Setd8 Validado Por Kd Para Wb, Elisa - Q9Nqr1

Número de artículo: CM0008076



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo validado por KD contra KMT5A/SETD8 para Western blot y ELISA. Detecta KMT5A/SETD8 humano y de ratón, una histona H4K20 metiltransferasa involucrada en el silenciamiento génico y la regulación del ciclo celular. Ideal para investigación en epigenética.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	[Validado por KD] mAb de conejo KMT5A/SETD8
Observaciones/Alias	SET8; SET07; SETD8; PR-Set7; PR/SET07; [Validado por KO/KD] KMT5A/SETD8
Especie	Humano
GeneID	387893 (Humano)
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de KMT5A/SETD8 humano (Q9NQR1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q9NQR1
Peso Proteico	43kDa
Envío	Bolsa de hielo