


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Kmt5A/Setd8 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Nqr1

Número de artículo: CM0029677



Introducción

Anticuerpo Policlonal de Conejo KMT5A/SETD8 validado para Western Blot, Inmunofluorescencia y ELISA en humano, ratón y rata. Se dirige a la histona metiltransferasa KMT5A/SETD8 (43kDa), un represor crítico mitótico y transcripcional mediante la monometilación de H4K20.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	KMT5A/SETD8 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	SET8; SET07; SETD8; PR-Set7; PR/SET07; KMT5A/SETD8
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	387893
ID de Gen	387893
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 73-352 del KMT5A/SETD8 humano (NP_065115.3)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9NQR1
Peso Proteico	43kDa
Envío	Bolsa de hielo