

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Kmt5C Para If-P Y Elisa - Q86Y97

Número de artículo: CM0027692



Introducción

Anticuerpo Policlonal de Conejo KMT5C (SUV420H2) para IF-P y ELISA. Detecta la histona metiltransferasa humana KMT5C, una enzima clave para la di- y trimetilación de H4K20, involucrada en la represión transcripcional y la reparación del ADN.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	KMT5C Conejo pAb
Observaciones/Alias	SUV420H2; Suv4-20h2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	84787
GeneID	84787
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 2-248 de la KMT5C humana (NP_116090.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	IF-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q86Y97
Peso Proteico	52kDa
Envío	Bolsa de hielo