

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Kntc1 Para Wb, Elisa - P50748

Número de artículo: CM0014916



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra KNTC1 humana, validado para WB y ELISA. Reacciona con humanos y ratas. Se dirige a la proteína asociada al cinetocoro 1, esencial para el punto de control mitótico. Adecuado para investigación sobre el ciclo celular y el cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	KNTC1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	ROD; KNTC1
Especie	Humana
ID del gen	9735
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 900-1100 de KNTC1 humana (NP_055523.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, Rata
SWISS	P50748
Peso molecular de la proteína	251kDa
Envío	Bolsa de hielo