


Anticuerpo Policlonado De Conejo Anti-Calpaina 2 [Validado Por Ko] Para Wb, Ihc-P, Elisa - P17655

Número de artículo: CM0024023



Introducción

Anticuerpo policlonado de conejo dirigido contra la subunidad catalítica de Calpaina-2 para WB, IHC-P, ELISA. Validado en humano, ratón y rata. Adecuado para investigación sobre remodelación del citoesqueleto y transducción de señales.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de conejo Calpaina 2 [Validado por KO]
Abreviaturas/Alias	CANP2, mCANP, CANPL2, CANPml, 2
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	824
ID del Gen	824
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 350-680 de la Calpaina 2 humana (NP_001739.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonados
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P17655
Peso Molecular de la Proteína	80kDa
Envío	Bolsa de hielo