

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-[Ko Validado] Edf1 Para Wb Y Elisa - Q9Jmg1

Número de artículo: CM0020338

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra Edf1 de ratón, validado por knockout, adecuado para Western blot y ELISA. Detecta Edf1 humano y de ratón, un coactivador transcripcional involucrado en la diferenciación endotelial y el metabolismo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	[KO Validado] Edf1 Conejo pAb
Observaciones/Alias	MBF1; 0610008L11Rik; f1
Especie	Ratón
GeneID (Humano)	8721
GeneID	59022
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-148 de Edf1 de ratón (NP_067494.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q9JMG1
Peso Molecular de la Proteína	16kDa
Envío	Bolsa de hielo