

Anti-[Ko Validated] Pd-1/Cd279 Anticuerpo Policlonal De Conejo Para Wb, Elisa - Q15116

Número de artículo: CM0029070



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra PD-1/CD279 humano, validado por knockout. Adecuado para WB y ELISA, reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para estudiar vías de puntos de control inmunitario e inmunoterapia contra el cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	[KO Validated] PD-1/CD279 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	PD1; PD-1; CD279; SLEB2; hPD-1; hPD-I; hSLE1; 79
Especie	Humano
GeneID (humano)	5133
GeneID	5133
Inmunógeno	Proteína recombinante
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q15116
Peso Proteico	32kDa
Envío	Bolsa de hielo