

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Kpna1 Para Wb Y Elisa - P52294

Número de artículo: CM0014778



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-KPNA1 para WB y ELISA; presenta reactividad cruzada con humano y ratón. Validado con inmunógeno recombinante; ideal para investigaciones sobre el transporte nuclear relacionadas con la importina alfa-5.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	KPNA1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	RCH2; SRP1; IPOA5; NPI-1; KPNA1
Especie	Humano
GeneID (humano)	3836
GeneID	3836
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-300 de KPNA1 humano (NP_002255.3).
Origen	conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón
SWISS	P52294
Peso de la proteína	60 kDa
Envío	Bolsa de hielo