

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Kpna1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P52294

Número de artículo: CM0023511



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra KPNA1 (subunidad alfa-5 de importina). Validado para Western blot, IHC-P y ELISA; reacciona con humano, ratón y rata. Ideal para estudios de transporte nuclear.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo anti-KPNA1
Observaciones/Alias	RCH2; SRP1; IPOA5; NPI-1; KPNA1
Especie	Humano
ID de gen (Humano)	3836
ID de gen	3836
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-300 de la KPNA1 humana (NP_002255.3)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P52294
Peso de la proteína	60 kDa
Envío	Bolsa de hielo