


Anticuerpo Policlonal Anti-Kpna2 Para Wb/Ip/Elisa - P52292

Número de artículo: CM0022625



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra KPNA2/subunidad alfa-1 de importina humana, validado para WB, IP y ELISA. Reacciona de forma cruzada con humanos y ratones. Adaptador clave para la importación de proteínas nucleares mediante el reconocimiento de NLS y el acoplamiento a KPNB1.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	KPNA2 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	QIP2; RCH1; IPOA1; PTAC58; SRP1alpha; SRP1-alpha; KPNA2
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	3838
ID del gen	3838
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-290 de la KPNA2 humana (NP_002257.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IP, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P52292
Peso molecular de la proteína	58kDa
Envío	Bolsa de hielo