


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Kpna2 Para Wb Y Elisa - P52292

Número de artículo: CM0005113



Introducción

Anticuerpo Monoclonal de Conejo KPNA2 validado para WB y ELISA con reactividad cruzada a Humano, Ratón, Rata. Reconoce la subunidad importina alfa-1 (P52292), una proteína adaptadora de transporte nuclear, ideal para estudiar el transporte nucleocitoplasmático.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	KPNA2 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	QIP2; RCH1; IPOA1; PTAC58; SRP1alpha; SRP1-alpha; KPNA2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	3838
GeneID	3838
Inmunógeno	Péptido Sintético: Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 del KPNA2 humano (P52292).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P52292
Peso Proteico	58kDa
Envío	Bolsa de hielo