

## Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Kpna3 Para Wb Y Elisa - 000505

Número de artículo: CM0019915

### Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a la proteína humana KPNA3 (importina alfa-4), adecuado para aplicaciones de Western blot y ELISA. Ideal para estudiar la importación de proteínas nucleares, las interacciones huésped-virus y la paraplejía espástica hereditaria.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                               |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto | KPNA3 Conejo pAb                                                                                                                    |
| Observaciones/Alias | SRP1; SRP4; IPOA4; SPG88; hSRP1; SRP1gamma; KPNA3                                                                                   |
| Especie             | Humano                                                                                                                              |
| GeneID (Humano)     | 3839                                                                                                                                |
| GeneID              | 3839                                                                                                                                |
| Inmunógeno          | Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-210 de la KPNA3 humana (NP_002258.2) |
| Fuente              | Conejo                                                                                                                              |
| Categoría           | Anticuerpos Policlonales                                                                                                            |
| Aplicación          | WB, ELISA                                                                                                                           |
| Reactividad Cruzada | Humano                                                                                                                              |
| SWISS               | 000505                                                                                                                              |
| Peso Proteico       | 58kDa                                                                                                                               |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                      |