

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Kpna3 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O00505

Número de artículo: CM0030311

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad para KPNA3, para aplicaciones de WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Reconoce KPNA3 en humano, ratón, rata. Se dirige a la subunidad alfa-4 de importina, clave en la importación de proteínas nucleares y en las interacciones huésped-virus.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	KPNA3 Rabbit pAb
Observaciones/Alías	SRP1, SRP4, IPOA4, SPG88, hSRP1, SRP1gamma, KPNA3
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	3839
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-210 de KPNA3 humano (NP_002258.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O00505
Peso Molecular de la Proteína	58kDa
Envío	Bolsa de hielo