

Anticuerpo Policlonal Anti-Kpna4 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - 000629

Número de artículo: CM0024048



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a KPNA4 humana (subunidad alfa-3 de importina), validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Tiene reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para ensayos de transporte e importación nuclear.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	KPNA4 Rabbit pAb
Notas / Alias	QIP1; SRP3; IPOA3; KPNA4
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	3840
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-240 de KPNA4 humana (NP_002259.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O00629
Peso de la Proteína	58kDa
Envío	Bolsa de hielo