

Anticuerpo Policlonal Anti-Kpna5 Para Wb, Elisa - 015131

Número de artículo: CM0029347



Introducción

KPNA5 Conejillo pAb es un anticuerpo policlonal producido en conejo contra la KPNA5 humana (subunidad alfa-6 de importina). Validado para WB y ELISA con reactividad cruzada hacia humano, ratón y rata. Ideal para estudios de transporte nuclear.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	KPNA5 Conejillo pAb
Observaciones/Alias	SRP6; IPOA6; KPNA5
Especie	Humano
ID del Gen	3841
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-240 de la KPNA5 humana (NP_002260.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O15131
Peso Proteico	61 kDa
Envío	Bolsa de hielo