

Anticuerpo Monoclonal Anti-Kpna6 Para Wb - O60684

Número de artículo: CM0006846



Introducción

El KPNA6 Rabbit PolymAb® es un anticuerpo monoclonal validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reacciona con el KPNA6 (importina alfa-7) humano, de ratón y de rata, una proteína adaptadora de importación nuclear. Ideal para investigación de IVD.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	KPNA6 Rabbit PolymAb®
Observaciones/Alias	IPOA7; KPNA6
Especie	Humano
ID de gen (Humano)	23633
ID de gen	23633
Inmunógeno	Péptido sintético[Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 69-169 del KPNA6 humano (NP_036448.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O60684
Peso proteico	60 kDa
Envío	Bolsa de hielo