

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Kpna6 Para Wb, Ihc-P, Elisa - O60684

Número de artículo: CM0006987



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo KPNA6 validado para WB, IHC-P y ELISA. Presenta reactividad cruzada con humano, ratón y rata. Dirigido contra importina alfa-7, un adaptador clave del transporte nuclear, lo que permite realizar estudios fiables del transporte nucleocitoplasmático.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo KPNA6
Observaciones/Alias	IPOA7; KPNA6
Especie	Humano
GeneID (humano)	23633
GeneID	23633
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 69-169 de KPNA6 humano (NP_036448.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	O60684
Peso proteico	60 kDa
Envío	Bolsa de hielo