

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Kpna6 Para Wb, Elisa - O60684

Número de artículo: CM0025467



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido contra la subunidad alfa-7 de importina humana (KPNA6). Validado para Western blot y ELISA, presenta reactividad cruzada con humanos y ratones, ideal para estudios de importación nuclear.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	KPNA6 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	IPOA7; KPNA6
Especie	Humano
GeneID (Humano)	23633
GeneID	23633
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 277-536 de la KPNA6 humana (NP_036448.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	O60684
Peso de la proteína	60kDa
Envío	Bolsa de hielo