

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Kpnb1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q14974

Número de artículo: CM0007710



Introducción

Este anticuerpo monoclonal de conejo anti-KPNB1 (Q14974) está validado para Western blot, inmunohistoquímica y ELISA, y reacciona de forma cruzada con humano, ratón y rata. Ideal para estudiar la importación nuclear mediada por importina beta-1.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	KPNB1 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	IMB1; IPO1; IPOB; Impnb; NTF97; KPNB1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	3837
GeneID	3837
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 300-400 del KPNB1 humano (NP_002256.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q14974
Peso Proteico	97kDa
Envío	Bolsa de hielo