

Anticuerpo Monoclonal Anti-Kras+Hras+Nras Para Wb, If/Icc, Elisa - P01111/P01112/P01116

Número de artículo: CM0003643



Introducción

Anticuerpo monoclonal recombinante de conejo dirigido contra KRAS, HRAS y NRAS para western blot, inmunofluorescencia y ELISA en muestras de humano, ratón y rata. Ideal para investigación en señalización Ras y oncología.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	KRAS+HRAS+NRAS Rabbit mAb
Observaciones/Alias	C-K-RAS; CFC2; K-RAS2A; K-RAS2B; K-RAS4A; K-RAS4B; KI-RAS; KRAS1; KRAS2; NS; NS3; RALD; RASK2; c-Ki-ras2; KRAS+HRAS+NRAS
Especie	Humano
GeneID (Humano)	4893/3845/3845
GeneID	4893/3265/3845
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-188 de NRAS humano (P01111).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P01111/P01112/P01116
Peso proteico	21kDa
Envío	Bolsa de hielo