

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Kras+Hras+Nras Para Wb, If/Icc, Ip, Elisa - P01111/P01112/P01116

Número de artículo: CM0007717



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo recombinante dirigido a KRAS, HRAS y NRAS. Adecuado para WB, IF/ICC, IP, ELISA en muestras de humano, ratón y rata. Ideal para la señalización RAS-MAPK y la investigación del cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	KRAS+HRAS+NRAS Rabbit mAb
Observaciones/Alias	C-K-RAS; CFC2; K-RAS2A; K-RAS2B; K-RAS4A; K-RAS4B; KI-RAS; KRAS1; KRAS2; NS; NS3; RALD; RASK2; c-Ki-ras2; KRAS+HRAS+NRAS
Especie	Humano
GeneID (Humano)	4893/3845/3845
GeneID	4893/3265/3845
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de Ras humano (P01111).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P01111/P01112/P01116
Peso de la Proteína	21kDa
Envío	Bolsa de hielo