

Anticuerpo Policlonal Anti-Krbox4 Para Wb, Elisa - Q5Juw0

Número de artículo: CM0017238

Introducción

El pAb de conejo anti-KRBOX4 detecta la proteína 4 que contiene el dominio KRAB (ZNF673, KRABD4) de humano, ratón y rata mediante WB y ELISA. Validado con inmunógeno peptídico, peso molecular predicho de 20 kDa, ideal para investigación de cromatina y transcripción.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo anti-KRBOX4
Observaciones/Alias	ZNF673; KRBOX4
Especie	Humano
GeneID (Humano)	55634
GeneID	55634
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 100 hasta el extremo C-terminal de KRBOX4 humano (NP_060246.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q5JUW0
Peso de la proteína	20 kDa
Envío	Bolsa de hielo