


Anticuerpo Policlonal Anti-Kremen1 Para Wb, Elisa - Q96Mu8

Número de artículo: CM0015123



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra KREMEN1 humano, validado para WB y ELISA. Detecta KREMEN1 en muestras humanas, de ratón y de rata. Adecuado para estudios de señalización Wnt/ β -catenina, desarrollo y apoptosis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	KREMEN1 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	KRM1; ECTD13; KREMEN; KREMEN1
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	83999
ID de Gen	83999
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 180-380 del KREMEN1 humano (NP_001034659.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q96MU8
Peso Proteico	52kDa
Envío	Bolsa de hielo