


Anticuerpo Policlonal Anti-Krr1 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q13601

Número de artículo: CM0026006



Introducción

Anticuerpo Policlonal de Conejo KRR1 para WB, IF/ICC, ELISA. Dirigido al componente del procesoma de la subunidad pequeña involucrado en la biogénesis del ribosoma. Validado en humano, ratón, rata. Ideal para investigación del nucléolo y procesamiento del ARNr.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	KRR1 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	HRB2; RIP-1; KRR1
Especie	Humano
ID Gen (Humano)	11103
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-381 de KRR1 humano (NP_008974.5).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q13601
Peso Proteico	44kDa
Envío	Bolsa de hielo