


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Krt10 Para Wb Y Elisa - P13645

Número de artículo: CM0024753



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a la queratina 10 humana (KRT10/CK10). Validado para Western blot y ELISA. Para estudios de filamentos intermedios, diferenciación epidérmica y biología de los queratinocitos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	KRT10 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	BIE; EHK; IHL; K10; KPP; BCIE; CK10; KRT10
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	3858
ID de Gen	3858
Inmunógeno	Péptido sintético de KRT10 humano (aa 350-460, NP_000412.3)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P13645
Peso Proteico	59kDa
Envío	Bolsa de hielo