

Anticuerpo Policlonal Anti-Krt3 Para Wb, If/Icc, Elisa - P12035

Número de artículo: CM0013853

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra KRT3 humano, una queratina de tipo II específica del epitelio corneal que se combina con KRT12. Validado para WB, IF/ICC y ELISA. Ideal para estudiar las redes de filamentos intermedios y las distrofias corneales.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Anticuerpo policlonal anti-KRT3
Observaciones/Alias	K3; CK3; MECD2; KRT3
Especie	Humana
GeneID (humano)	3850
GeneID	3850
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 230-390 de KRT3 humano (NP_476429.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	P12035
Peso de la proteína	64 kDa
Envío	Bolsa de hielo