

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Krt80 Para If/Icc, If-P, Elisa - Q6Kb66

Número de artículo: CM0027833

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido contra la queratina 80 humana (KRT80). Validado para IF/ICC, IF-P y ELISA, con reactividad cruzada con ratón y rata. Explore la dinámica de los filamentos intermedios de queratina y la expresión específica de tejidos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	KRT80 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	KB20; KRT80
Especie	Humano
GeneID (Humano)	144501
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 242-452 de KRT80 humana (NP_872313.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	IF/ICC, IF-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q6KB66
Peso Proteico	51kDa
Envío	Bolsa de hielo