

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Krt81 Para Wb, Elisa - Q14533

Número de artículo: CM0030747

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido a la KRT81 humana (Queratina-81) para aplicaciones de Western blot y ELISA. Ideal para estudios de filamentos intermedios de queratina del cabello; presenta reacción cruzada con humano y ratón.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	KRT81 pAb Conejo
Observaciones/Alíase	HB1; K81; Hb-1; KRTHB1; MLN137; ghHkb1; hHAKB2-1; KRT81
Especie	Humano
ID del Gen	3887
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 350-450 de la KRT81 humana (NP_002272.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q14533
Peso Proteico	55kDa
Envío	Bolsa de hielo