

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Ksr1 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q8Ivt5

Número de artículo: CM0015755



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra KSR1 humano, validado para Western blot, inmunofluorescencia y ELISA. Reconoce KSR1 humano, de ratón y de rata. Ideal para la investigación de la señalización MAPK.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo KSR1
Observaciones/Alias	KSR; RSU2; KSR1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	8844
GeneID	8844
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 320-420 de KSR1 humano (NP_055053.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q8IVT5
Peso proteico	102kDa
Envío	Bolsa de hielo