

Anticuerpo Policlonal Anti-Ktn1 Para Wb Y Elisa - Q86Up2

Número de artículo: CM0013209

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra KTN1 humano (kinectina), validado para WB y ELISA. Presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Útil para investigar la motilidad vesicular impulsada por quinesina, la adhesión mediada por integrinas y la biología de la membrana del RE.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	KTN1 Rabbit pAb
Observaciones/alias	CG1; KNT; MU-RMS-40.19; KTN1
Especie	Humano
GeneID (humano)	3895
GeneID	3895
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de KTN1 humano (NP_001072989.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	Q86UP2
Peso de la proteína	156 kDa
Envío	Bolsa de hielo