

Anticuerpo Policlonal Anti-Ktn1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q86Up2

Número de artículo: CM0027026

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra KTN1 humano (cinectina, receptor de kinesina), validado para WB, IHC-P y ELISA. Detecta la proteína de membrana del RE de ~156 kDa implicada en la motilidad de vesículas y la adhesión celular. Reacciona de forma cruzada con humano.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	KTN1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	CG1; KNT; MU-RMS-40.19; KTN1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	3895
GeneID	3895
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de KTN1 humano (NP_001072989.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q86UP2
Peso Proteico	156kDa
Envío	Bolsa de hielo