

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Ku70 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P12956

Número de artículo: CM0002079



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra Ku70 humano (XRCC6) para Western blot, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Reacciona cruzadamente con ratón y rata. Herramienta clave para la investigación de la reparación de roturas de doble hebra de ADN y la vía NHEJ.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Ku70 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	ML8, KU70, TLAA, CTC75, CTCBF, G22P1, Ku70
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	2547
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 500-609 del Ku70 humano (P12956)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P12956
Peso Proteico	70kDa
Envío	Bolsa de hielo